

# IBDoc® : pré-requis et smartphones validés

# IBDoc®

CalApp® est l'application smartphone permettant l'utilisation du Home Test IBDoc® Calprotectin. Elle est disponible sur les systèmes Android et iOS\*. CalApp® a été validée pour les smartphones listés ci-dessous.

L'IBDoc® Portal est le portail web permettant la gestion de l'utilisateur IBDoc®. On y accède via tout moteur de recherche standard sous [www.ibdoc-portal.net](http://www.ibdoc-portal.net).



Pré-requis	
Système d'exploitation	Version de logiciel
iOS	5 ou plus
Android	4 ou plus
Navigateur Web**	Version de logiciel
Chrome	20 ou plus
Firefox	16 ou plus
Internet Explorer	8 ou plus
Safari	5 ou plus
Microsoft Edge	1 ou plus
Opera	20 ou plus

Apple
iPhone 4s
iPhone 5
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 6
iPhone 6 plus
iPhone 6s
iPhone 7
iPhone 7 plus
iPhone SE (2016)
iPhone SE (2020)*
iPhone 8
iPhone 8 plus*
iPhone X
iPhone Xs*
iPhone Xs Max*
iPhone Xr*
iPhone 11*
iPhone 11 Pro*
iPhone 11 Pro Max*
iPod Touch 5 <sup>th</sup> Gen

Alcatel
OneTouch Idol 3

HTC
HTC One (M7)

Huawei
P8 lite
P8 lite (2017)*
P10/P10 lite*
P20/P20 lite/P20 Pro*
P30 Pro/P30 lite*
Honor 9
Nexus 6P
Mate 20*
Mate 20 lite*

Google
Pixel 2/2 XL*
Pixel 3/3 XL*
Pixel 4/4 XL*

LGE
G3
G4
G6*
G7 ThinQ*

Motorola
Moto G5 plus
Moto G6*

Nokia
Nokia 8
Nokia 5.1 Plus*
Nokia 6.1*

OnePlus
OnePlus 3T
OnePlus 5T
OnePlus 6
OnePlus 6T*

Sony
Xperia Z3 compact
Xperia Z5 compact
Xperia XA

Xiaomi
Redmi Note 5

Samsung
Galaxy S3 Note
Galaxy S4/S4 mini
Galaxy S5/S5 mini
Galaxy S6
Galaxy S7/S7 edge
Galaxy S8/S8 plus
Galaxy S9/S9 plus
Galaxy S10/S10 plus/10e*
Galaxy S20/S20 plus*
Galaxy Note 8*
Galaxy Note 9*
Galaxy A3 (2014)
Galaxy A3 (2016)
Galaxy A5
Galaxy A5 (2017)
Galaxy A8/A8 plus (2018)
Galaxy A10*
Galaxy A20/A20e*
Galaxy A40*
Galaxy A50*
Galaxy A70*
Galaxy J3 (2016)
Galaxy J5 (2017)
Galaxy J6*
Galaxy J6 plus (2018)*
Galaxy J7 (2017)
Galaxy Core Prime

\*CalApp® n'est pas disponible au téléchargement sur des téléphones non validés. Les spécifications techniques ou le modèle de nomenclature peuvent différer selon les pays.

\*\*JavaScript doit être autorisé pour un fonctionnement complet.

‡Pour le Canada : Approuvé uniquement à des fins de recherche.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPod touch and Safari are trademarks of Apple Inc.. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play, the Google Play logo and Chrome are trademarks of Google Inc. Internet Explorer and Microsoft Edge are trademarks of Microsoft Inc. Samsung Galaxy is a trademark of Samsung Inc. HTC, the HTC logo, and HTC One are the trademarks or registered trademarks of HTC Corporation and its affiliates; Sony and Xperia Z are trademarks or registered trademarks of Sony Mobile Communications -Inc. HUAWEI and the HUAWEI Logo are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd registered in China and other countries; LGE and LGE Logo are trademarks of LG Electronics, Inc. NOKIA and NOKIA Logo are trademarks of HDM Global Oy. OnePlus are trademarks of OnePlus. Xiaomi and Xiaomi Redmi are trademarks of Xiaomi Corporation.



CE 0123  
Health Canada Licence: 98903, Device class: 3  
IBDoc® is not available for sale in the US

Code de commande :  
• BI-IBDOC IBDoc® Starter Kit  
• LF-IBDOC8 IBDoc® Calprotectin Kit (8 tests)

BÜHLMANN Laboratories AG  
Baselstrasse 55  
4124 Schönenbuch  
Switzerland

Phone +41 61 487 12 12  
Fax orders +41 61 487 12 99  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch

IBDoc®, BÜHLMANN fCAL®, CalApp®, CALEX® et Quantum Blue® sont des marques déposées par BÜHLMANN dans de nombreux pays.

IBDOC-SR\_SM\_V12.fr